

Прейскурант на клинические этапы ортодонтических услуг  
оказываемых в стоматологической поликлинике ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Код услуги	Наименование услуги	Стоимость услуги (руб)	Стоимость материала (руб)	Общая стоимость (руб)
1	2	3	4	5
	<b>Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный</b>			
B01.063.001.001	Консультация первичного больного врачом-ортодонтом	300	50	350
B01.063.001.002	Оформление документации врачом-стоматологом ортодонтом	170	30	200
B01.063.001.003	Первое посещение	1 400	100	1 500
B01.063.001.004	Определение степени трудности лечения	400		400
B01.063.001.005	Индивидуальный гигиенический набор (мини)	60	90	150
B01.063.001.006	Консультация первичного больного к.м.н. врачом-ортодонтом	500		500
B01.063.001.007	Консультация первичного больного д.м.н. врачом-ортодонтом	1 000		1 000
B01.063.001.008	Определение конструктивного прикуса	350	100	450
	<b>Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный</b>			
B01.063.002.001	Определение на ортопантограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов	400		400
B01.063.002.002	Расчерчивание ТРГ головы, измерение головных и линейных параметров лицевого скелета, анализ полученных данных	1 700		1 700
B01.063.002.003	Сошлифовывание бугров молочных зубов (1 зуб)	100	30	130
B01.063.002.004	Индивидуальный гигиенический набор (комплект)	120	180	300
B01.063.002.005	Обучение, консультация родителей и пациентов по устранению вредных привычек и правилам пользования аппаратами	170		170
B01.063.002.006	Обучение гигиене полости рта при пользовании аппаратами	100		100
B01.063.002.007	Контрольное посещение с ретенционным аппаратом	200	50	250
B01.063.002.008	Повторное посещение пациента с трейнером или позиционером	250	100	350
B01.063.002.009	Повторное посещение пациента с лицевой дугой	220	180	400
B01.063.002.010	Контрольное посещение, активация дуг и смена лигатур длинных или коротких или эластичных (одна челюсть)	1 200	300	1 500
B01.063.002.011	Наблюдение за ходом лечения	250	50	300
B01.063.002.012	Повторное посещение пациента с эластопозиционером	450	40	490
	<b>Определение прикуса</b>			



A02.07.006.004	Клинический этап. Использование лицевой дуги "SAM-3" и артикулятора для регистрации межальвеолярных взаимоотношений	4 200	2 100	6 300
A02.07.006.005	Клинический этап. Использование артикулятора и лицевой дуги по данным аксиографии	2 440	3 660	6 100
A02.07.006.006	Клинический этап. Наложение и припасовка лицевой дуги	1 000	500	1 500
	<b>Исследование на диагностических моделях челюстей</b>			
A02.07.010.028	Клинический этап. Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных (1 модель)	250	30	280
A02.07.010.029	Клинический этап. Отливка 1 гипсовой модели врачом	130	50	180
A02.07.010.030	Клинический этап. Снятие 1 оттиска альгинатной массой	120	130	250
A02.07.010.031	Клинический этап. Снятие 1 оттиска С- силиконовой массой (базой)	170	180	350
A02.07.010.032	Клинический этап. Снятие 1 двойного оттиска С- силиконовой массой ( база+ корректирующая масса)	240	260	500
A02.07.010.033	Клинический этап. Регистрация прикуса силиконовой массой (база)	110	120	230
	<b>Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом</b>			
A16.07.047.001	Клинический этап. Пластинка базисная простая (базис)	5 100	300	5 400
A16.07.047.002	Клинический этап. Пластинка базисная с элементами	5 800	300	6 100
A16.07.047.003	Клинический этап. Регулятор функции Френкеля	8 700	500	9 200
A16.07.047.004	Клинический этап. Винт Бертони	2 100	200	2 300
A16.07.047.005	Клинический этап. Винт Vektor расширяющий, секторальный	500	100	600
A16.07.047.006	Клинический этап. Двухчелюстной аппарат	5 000	200	5 200
A16.07.047.007	Клинический этап. Аппарат Андресена-Гойпля	7 000	500	7 500
A16.07.047.008	Клинический этап. Подбор и установка 1 трейнера Т4К	5 000	4 700	9 700
A16.07.047.009	Клинический этап. Подбор и установка 1 трейнера Т4А	5 000	4 700	9 700
A16.07.047.010	Клинический этап. Подбор и установка 1 трейнера MUOBPACE	6 000	6 000	12 000
A16.07.047.011	Клинический этап. Припасовка прозрачного ретейнера Дюран 1 шт.	1 500	200	1 700
A16.07.047.012	Клинический этап. Наложение и припасовка позиционера из "Bioplast" на две челюсти	3 100	200	3 300
A16.07.047.013	Клинический этап. Наложение и припасовка разобщающей каппы из "Bioplast" на одну челюсть	2 000	200	2 200
A16.07.047.014	Клинический этап. Лечение нарушений окклюзии с применением трейнера голубого или розового . Примерка и ознакомление пациента с конструкцией	5 000	1 500	6 500
A16.07.047.015	Клинический этап. Корректор	3 000	2 500	5 500
	<b>Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем</b>			



A16.07.048.001	Клинический этап. Фиксация отдельного несъемного элемента на фотополимер	500	300	800
A16.07.048.002	Клинический этап. Комплект брекетов Elite-Mini-Tvin на одну челюсть	2 000	3 200	5 200
A16.07.048.003	Клинический этап. Комплект брекетов металл Synthesis на одну челюсть	2 000	3 900	5 900
A16.07.048.004	Клинический этап. Комплект брекетов Mini Diamond на одну челюсть	2 000	3 100	5 100
A16.07.048.005	Клинический этап. Накусочные брекеты (одна штука)	450	350	800
A16.07.048.006	Клинический этап. Щечная трубка крючек на зуб	150	150	300
A16.07.048.007	Клинический этап. Фиксация кнопки лингвальной	450	450	900
A16.07.048.008	Клинический этап. Раскрывающая пружина (1 см)	150	150	300
A16.07.048.009	Клинический этап. Наложение эластичной цепочки Чейн см	200	150	350
A16.07.048.010	Клинический этап. Наложение эластичных колец 100 шт	150	150	300
A16.07.048.011	Клинический этап. Использование защитного воска	130	70	200
A16.07.048.012	Клинический этап. Фиксация на дугу стопора с крючком	250	350	600
A16.07.048.013	Клинический этап. Припасовка небного бюгеля в полости рта	1 400	500	1 900
A16.07.048.014	Клинический этап. Фиксация лингвального замка на кольцо	400	300	700
A16.07.048.015	Клинический этап. Активация небного бюгеля врачом	280	70	350
A16.07.048.016	Клинический этап. Снятие брекет системы с одной челюсти, полировка зубов и покрытие фторпротектором	1 200	800	2 000
A16.07.048.017	Клинический этап. Ручная сепарация зубов штрипсами 1 челюсть	1 300	200	1 500
A16.07.048.018	Клинический этап. Установка пружины нитиноловой (закрывающей)	450	400	850
A16.07.048.019	Клинический этап. Установка лингвального ретейнера из Твист проволоки	2 000	1 500	3 500
A16.07.048.020	Клинический этап. Подготовка 10 зубов под наклейку брекетов	700	200	900
A16.07.048.021	Клинический этап. Щечная трубка Elite для приклеивания	200	400	600
A16.07.048.022	Клинический этап. Щечная трубка Ortodent для приклеивания	150	150	300
A16.07.048.023	Клинический этап. Дуга типа Lazium 0.12; 0.14; 0.16; 0.18	130	100	230
A16.07.048.024	Клинический этап. Дуга Lazium - размеры 0.16 x 0.16; 0.18 x 0.18; 0.16 x 0.22; 0.17 x 0.25	170	180	350
A16.07.048.025	Клинический этап. Дуга Lazium реверсивная	300	400	700
A16.07.048.026	Клинический этап. Дуга Cu-Ni-Ti или Ni-Ti (Ormco) круглая или прямоугольная	500	350	850
A16.07.048.027	Клинический этап. Дуга D-Rect прямоугольная	210	190	400
A16.07.048.028	Клинический этап. Дуга типа Юнитекс сперэластичная, смарт-клип стальная	200	100	300
A16.07.048.029	Клинический этап. Дуга Nitanium реверсивная	400	300	700
A16.07.048.030	Клинический этап. Дуга типа Труфлекс 0.12;0.14;0.16;0.18	180	100	280



A16.07.048.031	Клинический этап. Дуга Труффлекс - размеры 0.16x0.16; 0.18x0.18; 0.16x0.22; 0.17x0.25	170	180	350
A16.07.048.032	Клинический этап. Замок для наклейки Damon на первые моляры вч/нч и вторые моляры вч/нч 1 штука	500	400	900
A16.07.048.033	Клинический этап. Стопора на дугу (б/крючка) 1 штука	130	100	230
A16.07.048.034	Клинический этап. Дуга Si Ni-Ti, Ni-Ti Damon (круглая)	350	350	700
A16.07.048.035	Клинический этап. Дуга Si Ni-Ti, Ni-Ti Damon (прямоугольная)	450	350	800
A16.07.048.036	Клинический этап. Дуга SS Damon (прямоугольная)	180	100	280
A16.07.048.037	Клинический этап. Дуга SS с крючком Damon (прямоугольная)	350	250	600
A16.07.048.038	Клинический этап. Установка тайм-бека (1 штука)	50	50	100
A16.07.048.039	Клинический этап. Брекет Damon ЗМХ, Q (1 штука)	650	650	1 300
A16.07.048.040	Клинический этап. Комплект брекетов mini Diamond лигируемые на одну челюсть	2 000	2 500	4 500
A16.07.048.041	Клинический этап. Фиксация лигатурной связки "Lase - base"	350	100	450
	<b>Снятие несъемной ортопедической конструкции</b>			
A16.07.053.008	Клинический этап. Снятие 1 брекета	150	30	180
A16.07.053.009	Клинический этап. Снятие окклюзионной накладки	200	100	300
A16.07.053.010	Клинический этап. Наложение сепарационного кольца	100	50	150
A16.07.053.011	Клинический этап. Припасовка 1 кольца ортодонтического с замком и фиксация Thempra, Epic, Dentaurum	700	600	1 300
A16.07.053.012	Клинический этап. Повторная фиксация кольца	300	250	550
A16.07.053.013	Клинический этап. Снятие одного опорного кольца, одного замка трубки	250	100	350
	<b>Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов</b>			
A23.07.001.003	Клинический этап Примерка и подгонка двухчелюстного съемного аппарата	1 000	100	1 100
A23.07.001.004	Клинический этап Припасовка базисной пластинки после зчг починки	320	100	420
A23.07.001.005	Клинический этап Прямая перебазировка съёмного ортодонтического аппарата жёсткой самоотвердеющей пластмассой	1 400	400	1 800
A23.07.001.006	Клинический этап Активация элементов аппарата	130	70	200
A23.07.001.007	Клинический этап Коррекция аппарата	300	50	350

Главный врач

Д.Ю.Харитонов

Заведующий ортопедическим отделением

О.В.Сорокина

Экономист

Н.И.Олейник